




Quantitativer Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2

NEU



Anti-SARS-CoV-2-QuantiVac-ELISA (IgG)

- CE-gekennzeichneter ELISA für den quantitativen Nachweis spezifischer IgG-Antikörper gegen das S1-Antigen von SARS-CoV-2 mittels 6-Punkt-Kalibrationskurve
- Erweitert das umfassende Produktportfolio von EUROIMMUN für die COVID-19-Diagnostik
- Basiert auf dem bereits weltweit etablierten semiquantitativen Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgG) – inklusive gleichem Cut-off-Kalibrator (10 RE/ml)
- Ermöglicht die exakte Bestimmung des Verlaufs der Anti-S1-IgG-Antikörperkonzentration in einem breiten linearen Bereich und kann als Hilfe bei der Bewertung der individuellen Immunantwort auf SARS-CoV-2 nach einer Infektion oder Impfung dienen
- Automatisierungslösungen für jeden Probendurchsatz vorhanden

Bestellnummer: EI 2606-9601-10 G