



# COVID-19-Diagnostik im Hochdurchsatz

## Optimiertes ELISA-Kitformat für die EUROLabWorkstation ELISA



- ✓ **Effiziente Hochdurchsatzanalytik** mit 20 ELISA-Platten pro Kit und allen für die Abarbeitung benötigten Reagenzien in ausreichender Menge
- ✓ **Komfortable und schnelle Handhabung** dank vorbefüllter und etikettierter EUROTanks für Probenpuffer, Enzymkonjugat, Chromogen-/Substrat- und Stopp-lösung
- ✓ **Hohe Flexibilität** durch die Möglichkeit der parallelen Abarbeitung beider erhältlichen Formate

Derzeit erhältliche EUROIMMUN-ELISA für die COVID-19-Diagnostik:

Produktname	Bestellnummern	
	Standardformat (1 ELISA-Platte / Kit)	Für die EUROLabWorkstation ELISA optimiertes Format (20 ELISA-Platten / Kit)
Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgA)	EI 2606-9601 A	EI 2606-9620 A
Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgG)	EI 2606-9601 G	EI 2606-9620 G
Anti-SARS-CoV-2-NCP-ELISA (IgG)	EI 2606-9601-2 G	EI 2606-9620-2 G