



# Starkes Trio von EUROIMMUN

## Rundum-Analyse der Immunantwort nach SARS-CoV-2-Infektion und -Impfung



### Anti-SARS-CoV-2-QuantiVac (IgG)

ELISA zur Quantifizierung der Anti-S1-/RBD-IgG-Antikörperkonzentration in standardisierten Einheiten (BAU/ml)



### SARS-CoV-2-NeutraLISA

Neutralisationstest im ELISA-Format für den Nachweis der inhibitorischen Wirkung neutralisierender Antikörper, die gegen S1/RBD gerichtet sind



### SARS-CoV-2-IGRA\*

ELISA-basierter Interferon-gamma Release Assay (IGRA) zur Bestimmung der Aktivität SARS-CoV-2-reaktiver T-Zellen durch Stimulation auf Basis von S1/RBD

**S1:** S1-Domäne des Spike-Proteins von SARS-CoV-2; **RBD:** Rezeptorbindungsdomäne

\* Bereits für Forschungszwecke erhältlich (nicht zur In-vitro-Diagnostik im Sinne der EU-Richtlinie 98/79/EG); in Kürze auch mit CE-Kennzeichnung verfügbar